



**BIS
GRAD II
EPUAP**

saniflow® II S

Schmerzpatienten können im Statikbetrieb schonend gelagert werden

Vorteile, siehe Beschreibung der saniflow® II

Zusätzliche Funktionen der saniflow® II S

- Schalter für den Statikbetrieb
- optischer und akustischer Alarm bei Druckverlust (z. B. Leckage)
- Schalter zur Rückstellung des akustischen Alarms

Patientengewicht 40-120 kg

Dekubitusgrad bis einschließlich Grad II
(nach EPUAP)

HMV-Nummer

saniflow® II S 90 x 200 cm - 11.29.04.0003

Bestellnummern

saniflow® II S 90 x 200 cm - 21239

saniflow® II S 90 x 220 cm - 21246

saniflow® II S 100 x 200 cm - 21247

saniflow® II S 100 x 220 cm - 21248

Echtmaße!